

# Analyz Strep A




## Analyz **Strep A** test



### Grupp A Streptokocker

För snabb detektion av grupp A Streptokocker


- Enkelt att utföra
- Miljövänlig strip
- Resultat efter 5 minuter
- Hållbarhet 18 månader i rumstemp. (från tillverkning)
- 25 resp. 50 tester/förpackning




## UTFÖRANDE



## PROVTAGNING av Analyz Strep A



Använd medföljande testpinnar som tillhör Strep-A kartongen. Var noga med att ta direkt på tonsillen.



## AVLÄSNING AV TEST

Så fort du ser två röda linjer skall testet läsas som positivt.

Färgintensiteten kan variera.

